






Kako lahko preverim aktivnost različnih pacientov in podatke iz njihovih sob? S klikom na »moji pacienti«, izborom pacienta in nato s klikom »analizirajte«. Prikažejo se aktivnosti, število korakov, temperatura, vlaga, osvetljenost in zadnje aktivnosti vaših pacientov.



S pritiskom na ime pacienta lahko uredite njegove podatke



Med parametri se premikate z drsenjem ali puščico na skrajni desni strani.

Modra črta prikazuje podatke, ki dosegajo nastavljeno mejo parametrov, rdeča pa podatke izpod meje.